

## Descripción:

La sutura Supramid de Medicaline es una sutura de poliamida quirúrgica estéril, **no absorbible**, compuesta de polímeros alifáticos de cadena larga (Nylon 6 y Nylon 6.6). Se trata de una sutura monofilamento de poliamida cumple con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos para la sutura quirúrgica no absorbible.

## Características:

- Alta resistencia a la tracción del nudo y a la muesca de la aguja, superando los límites establecidos por la USP.
- Paso suave a través del tejido, gracias a su bajo coeficiente de fricción.
- Excelente elasticidad.
- Retención de la fuerza in vitro: aunque la poliamida es no absorbible, puede sufrir una pérdida progresiva de resistencia a la tracción por hidrólisis, debido a su escasa adherencia al tejido.
- Reacción tisular: provoca una reacción inflamatoria mínima, seguida de una encapsulación progresiva mediante tejido conectivo fibroso.
- Tiempo de Absorción: no absorbible.
- Esterilización: 100% óxido de etileno.
- Disponible en tamaños: 3-0 y 4-0.
- Color: negro.
- Envasado con papel Tyvek® para mayor seguridad.
- Vida útil: 5 años desde su fecha de fabricación.

## Presentación:

Caja de 12 suturas estériles de 75 cm de longitud, unidas a agujas de corte reverso en forma de 1/2 y 3/8 de círculo.

## Composición:

Poliamida monofilamento (Nylon 6 y Nylon 6.6).

## Referencias:

| Referencia | Tamaño | Longitud | Aguja          |                        |
|------------|--------|----------|----------------|------------------------|
| ML48195    | 3-0    | 75 cm    | 3/8 de círculo | corte reverso de 19 mm |
| ML48122    | 4-0    | 75 cm    | 3/8 de círculo | corte reverso de 19 mm |
| ML48140    | 3-0    | 75 cm    | 1/2 de círculo | corte reverso de 20 mm |
| ML48185    | 4-0    | 75 cm    | 1/2 círculo    | corte reverso de 20 mm |

## Almacenamiento:

Almacenar por debajo de 26 °C, en un lugar seco y protegido del calor directo.

